



# КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА «СПЕЦМЕДЗАЩИТА»

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»  
ИНН 1624011968 196006, СПб, вн.тер.г.муниципальный округ  
Московская застава, ул.Коли Томчака д.28 Лит Ц,оф.717,помещ.1-Н

## Трусы для колоноскопии (шорты) Нестерильные

Произведено в соответствии ТУ 13.92.29-030-64015714-2024

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделие однократного применения изготавливается из нетканого материала различной плотности, различного цвета, моделей и размеров.

Изделие используются для защиты тела человека от косметических средств во время процедур, различных загрязнений, перекрестного заражения и обеспечения необходимого уровня чистоты и гигиены.

Изделие не требуют дезинфекции и стерилизации и готово к применению.

Область применения — индустрия красоты, гостиницы, медицинские учреждения, санаторно-курортные учреждения, косметологические клиники и в домашних условиях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Трусы для колоноскопии (шорты) нестерильные одноразовые произведены в соответствии с ТУ 13.92.29-030-64015714-2024. Материал, используемый при производстве товара — нетканый материал SMS (СМС). Поверхностная плотность:  $40,0 \pm 6,0 \text{ г/м}^2$ . Размер универсальный. Длина верхнего среза — 630 мм, длина нижнего среза — 440 мм; общая длина изделия — 1520 мм. Разрывное усилие при растяжении должно быть не менее 4,9 (0,5) Н ( $\text{кг}\cdot\text{м}/\text{с}^2$ ). Предельные отклонения основных геометрических готового изделия не должны превышать  $\pm 7\%$ .

Изделия могут выпускаться различных цветов: белый, фиолетовый, черный, голубой.

Нетканое полотно, используемое при производстве изделия, легко пропускает воздух, нетоксично, не расслаивается. В изделии не допускаются следующие несоответствия: дыры, складки, масляные пятна, любые инородные вкрапления и различные загрязнения. Изделие не должно иметь посторонних запахов.

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.



# КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА «СПЕЦМЕДЗАЩИТА»

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»  
ИНН 1624011968 196006, СПб, вн.тер.г.муниципальный округ  
Московская застава, ул.Коли Томчака д.28 Лит Ц,оф.717,помещ.1-Н

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, но для температуры от + 40 °C до – 40 °C.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до 40 °C.

Изделия должны храниться в сухих и крытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Специалист по качеству  
и сертификации



Скородумова Н.С.