



# РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

## Перчатки Elegreen VINYLTER PREMIUM одноразовые фиолетовые XS №5/50/500/1500

Произведено в соответствии ТУ 22.29.10-018-33186646-2021

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки одноразовые VINYLTER защищают кожу рук от загрязнения, предотвращая появление негативного воздействия на кожу химикатов, растворителей, масел и прочих веществ.

Перчатки предназначены для бытового применения, профессионального в сферах косметологии, парикмахерских, для использования на производствах и промышленности в т.ч. пищевой, для уборки и клининга, контактов с красками, лаками, спиртами и другими агрессивными средами, в медицине (без использования с инструментами), для использования в учреждениях общественного питания.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Перчатки одноразовые VINYLTER произведены в соответствии с ТУ 22.29.10-018-33186646-2021. Материал, используемый при производстве перчаток - «Плётка VINYLTER» по ТУ 22.21.30-017-33186646-2021. Размер готового изделия, см:  $(10,5 \pm 1,0) \times (24,5 \pm 1,0)$ . Вес одной пары:  $4,4 \pm 1,5$ . Цвет изделия: черный. Толщина пленки:  $50 \pm 15,0$  мкм.

Перчатки должны быть водонепроницаемыми. На поверхности перчаток не должно быть дефектов. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук.

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Перчатки транспортируют всеми видами транспорта, транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.



# РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

Перчатки хранят в крытых складских помещениях, исключая попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до плюс 25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение перчаток в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °С не более 1 месяца.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Начальник отдела качества



Новикова М.Л.