



**Простыня медицинская одноразовая из нетканого материала (цвет: белый, голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, черный) – арт. ПС70200/2/12**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16863  
Произведено в соответствии ТУ 32.50.50-005-64015714-2020  
Нестерильно

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Покрывание медицинское предназначено для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Покрывание медицинское рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ**

Простыня медицинская, одноразовая, из нетканого материала произведена в соответствии с ТУ 32.50.50-005-64015714-2020 из нетканого материала Спанбонд (100% полипропилен). Размер готового изделия, см:  $(70 \pm 10) \times (200 \pm 10)$ . Возможные цвета: белый, голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, черный. Поверхностная плотность нетканого материала Спанбонд:  $12 \pm 3,0$  г/м<sup>2</sup>.

Разрывная нагрузка в сухом состоянии простыни медицинской, одноразовой, должна соответствовать данным:

- в продольном направлении, не менее, (Н): 22;
- в поперечном направлении, не менее, (Н): 9.

Простынь медицинская не должна иметь дефектов: пятен, разрывов, посторонних включений. Изделие должно иметь ровные края, без перекосов и деформаций.

Покрывание медицинское, в рулоне, должно изготавливаться с перфорацией между изделиями.

Простыни медицинские после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



## КОМПЛЕКТНОСТЬ

При групповой упаковке:

- Покрывало медицинское одного типоразмера в групповой упаковке, в сложенном, в количестве по 5 шт., 10шт., 15шт., и до 50шт. (с шагом кратным 5 шт.), по 100шт., 150шт., и до 3000шт. (с шагом кратным 50 шт.).
- Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.
- Ярлык - 1 шт. на коробку.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, но для температуры от + 40°С до - 40°С.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150 по группе 5, но для температуры от +40°С до - 40°С.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

**Специалист по качеству  
и сертификации**



**Скородумова Н.С.**