



РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,
офис 702, помещ. 1-Н

Перчатки Elegreen ТРЕ эластомер одноразовые (черные), XS №50/500/1500

Произведено в соответствии ТУ 22.29.10-015-33186646-2020

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Эластомерные одноразовые перчатки защищают кожу рук от загрязнения, предотвращая появление негативного воздействия на кожу химикатов, растворителей, масел и прочих веществ.

Область применения – в различных областях производства и промышленности в т.ч пищевой, клининговые компании, в учреждениях общественного питания, в медицинских учреждениях (без использования с инструментами и в хирургии), в бьюти-индустрии, на предприятиях торговли и в быту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Эластомерные одноразовые перчатки произведены в соответствии с ТУ 22.29.10-015-33186646-2020 из пленки ЛПВД (полиэтилен 50%, полиолефиновый эластомер (РОЕ) 50%). Размер готового изделия, см: (10,5±1,0) x (24,5±1,0). Вес одной пары: 2,3±0,8. Цвет изделия: черный. Толщина пленки: 25±5,0 мкм.

Перчатки должны быть водонепроницаемыми. На поверхности перчаток не должно быть дефектов. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук.

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Перчатки транспортируют всеми видами транспорта, транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - по ГОСТ 15846.



РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,
офис 702, помещ. 1-Н

Перчатки хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до плюс 25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение перчаток в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °C не более 1 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Начальник отдела качества

Новикова М.Л.

