



# РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

## Перчатки Elegreen VINYLTER TPE эластомер одноразовые, М

Произведено в соответствии ТУ 22.29.10-038-33186646-2023

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Перчатки Elegreen VINYLTER TPE эластомер одноразовые кожный покров рук от вредного воздействия бытовой химии и других веществ, влаги, жира, загрязнений. Надеваются как на правую, так и на левую руку.

Нестерильные. Неопудренные. Однократного применения.

Область применения – в различных областях производства и промышленности в т.ч пищевой, клининговые компании, в учреждениях общественного питания, в бьюти-индустрии, на предприятиях торговли и в быту.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Перчатки Elegreen VINYLTER TPE эластомер одноразовые произведены в соответствии с ТУ 22.29.10-038-33186646-2023 из полотна, в состав которого входит линейный полиэтилен высокого давления и термоэластопласт. Размер готового изделия - М, что соответствует параметрам (ширина x длина), см:  $(12,0 \pm 1,0) \times (27,0 \pm 1,0)$ . Вес одной пары, грамм:  $2,9 \pm 0,5$ . Перчатки выпускаются двух цветов: прозрачные (бесцветные) или чёрные. Толщина пленки, мкм:  $25 \pm 5,0$ .

Перчатки должны быть водонепроницаемыми. На поверхности перчаток не должно быть дефектов. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук.

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в



# РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации обычным для подобной продукции порядком.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Перчатки транспортируют всеми видами транспорта, транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Перчатки хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до плюс 25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение перчаток в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °С не более 1 месяца.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Начальник отдела качества

Кораблева О.О.

