



**САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ  
по ГОСТ 16427-93**

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05649 от 09 сентября 2009 года

Настоящий стандарт распространяется на стерильные медицинские марлевые салфетки, предназначенные для использования в качестве готовых (салфетки) перевязочных средств.

Салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:**

Размеры изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование изделий	Длина, см	Ширина, см
Салфетки	45±1,5	29±1,5
Салфетки	16±1,0	14±1,0

Салфетки должны изготавливаться из марли по ГОСТ 9412-93 или, по согласованию с потребителем, из медицинской марли по другой нормативно-технической документации.

Раскрой салфеток производят по основе или утку. Кромку марли не обрезают. Швы в салфетках не допускаются.

При складывании салфеток их продольные и поперечные края должны быть загнуты вовнутрь так, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Упакованные Салфетки стерильные двухслойные должны иметь размеры, указанные в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование изделий	Размеры, см			
	Длина	Ширина	Толщина	Предельное отклонение
Салфетки стерильные 45x29 см	12,0	5,5	3,5	±0,5
Салфетки стерильные 16x14 см (по 10 шт. двухслойные)	8,0	5,0	3,5	±0,5

Салфетки стерильные 16x14 см (по 20 шт. двухслойные)	8,0	5,0	4,0	±0,5
--	-----	-----	-----	------

По согласованию с потребителем допускается изменять размеры комплектов в сторону уменьшения за счет уплотнения упаковки.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение изделий – по ГОСТ 7000-80.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие салфеток требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности стерильных салфеток должен быть не менее 5 лет со времени изготовления.